

CLEANING INDICATOR HOLDER

YIKAMA İNDİKATÖRÜ APARATI

Product Code/Ürün Kodu AX-WIH01



Size/Ölçü: 32mmx72.5mm

100 cycle / kullanım 1 pcs / adet

compatible with ISO 11140-1:2017

ISO 11140-1:2017 ile uyumludur.



Manufacturer / Üretici

Kordon Tıp Sağlık Arac ve Gereçleri Ltd.
10006/1 No:43 AOSB Cigli IZMIR TURKEY
Tel:+90 232 348 60 60
Fax: +90 232 348 60 90
www.kordontip.com - info@kordontip.com

CLEANING INDICATOR HOLDER

for washers

Product description

Axis AX-WIH01 Cleaning Efficiency Indicator Holder is designed to mimic the cleaning challenges posed by a large process load during the washing cycle and can be fixed on the tray, which allows reproducible location of the cleaning indicator in the washer-disinfector

When a indicator is placed within the holder, half of the test soil is obscured, thus simulating the joint of a surgical instrument, with water stream hitting it indirectly

The other half of the test soil is covered by a mesh, thus posing a difficulty for water stream to reach it, mimicking shadowed or occluded surfaces

Directions for use

1. Take a **Axis AXCP120 Cleaning Efficiency Indicator** and placed it on the **AXIS AX-WIH01 Holder**. Holder has been designed to mimics the real challenge of thoroughly cleaning hard-to-reach areas for the washing disinfecting process.

2. Place the **AXIS AX-WIH01 Holder** along with **Axis AXCP120 Cleaning Efficiency Indicator** inside and other material packages into the washer. Holder has hooks to ease placement on the tray.

3. Run the washer as usual.

4. Once the cleaning cycle is over, remove the holder with an indicator. Washing efficacy is influenced by detergent, water temperature, time and washing penetration. A good cleaning result is achieved by an appropriate combination of these variables.

5. The Axis recommended of maximum repetition of this process is 100 cycle with the same Holder

Important

Do not touch the indicator ink with your hands. **AXIS AX-WIH01 Holder** is reusable up to 100 cycles.

Disposal

Discard after use according to your country's healthcare and safety regulations.

YIKAMA İNDİKATÖRÜ APARATI

yıkayıcılar için

Ürün açıklaması

Axis AX-WIH01 Yıkama Etkinlik İndikatörü, Tutucu, yıkama sırasında, işlem yükünün oluşturduğu temizlik zorluklarını taklit etmek üzere tasarlanmıştır. Sterilizatör tepsisine sabitlenebilir olan tutucu, temizleme indikatörünün yıkayıcı-dezenfektör içinde sürekli aynı konumda yerleştirilmesini sağlar

Bir indikatör, tutucu içine yerleştirildiğinde, test kirinin yarısı gizlenmiş olur; bu durum, su akışının dolaylı olarak ulaştığı cerrahi bir aletin menteşe birleşimini simüle eder

Test kirinin diğer yarısı ise bir tel örgü ile kaplıdır; bu, su akışının ulaşmasını zorlaştırarak gölgelenmiş veya kapalı yüzeyleri taklit eder.

Kullanım Talimatı

1. **Axis AXCP120 Yıkama Etkinlik İndikatörünü** **AXIS AX-WIH01 Aparatına** yerleştiriniz. Aparat, yıkama dezenfeksiyonu işlemi için ulaşılması zor alanları taklit etmek için tasarlanmıştır.

2. **Axis AXCP120 Yıkama Etkinlik İndikatörünü**, **AXIS AX-WIH01 Aparatını** ve diğer malzemelerle birlikte yıkayıcıya yerleştiriniz. Aparat, tepsiye yerleştirmeyi kolaylaştıran kancalara sahiptir.

3. Yıkayıcıyı her zamanki gibi çalıştırınız.

4. Temizleme döngüsü bittiğinde, aparatı ve indikatörü tepside çıkarınız. Yıkama etkinliği deterjan, su sıcaklığı, süre ve yıkama penetrasyonundan etkilenir. Bu değişkenlerin uygun bir kombinasyonu ile iyi bir temizlik sonucu elde edilebilir.

5. u Axis, bu işlemi aynı Tutucu aparat ile en fazla 100 kez tekrar etmenizi öneriyor

Önemli

İndikatör mürekkebine elinizle dokunmayın. **AXIS AX-WIH01 Tutucu** 100 çevrime kadar tekrar kullanılabilir.

Yok etme

Kullandıktan sonra, ülkenizin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine göre yok ediniz.