


Chemical Integrator (Self Adhesive)
for monitoring steam sterilization processes
Product Code: AXCP350

**Usage**

Control of Steam sterilization processes
134°C 3,5 min. // 121°C 15 min

Applicable regulation

Designed under Quality Management Systems standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. ISO 11140-1:2014

Characteristics

Type 5 Indicator.
Strips printed with indicator ink.
Initial color: pink
Final color: black
100 % Toxic Heavy Metals free

Environmental conditions during manufacture

T = 15-30 °C, RH 30-80 %.

Storage conditions

T = 10-30°C, RH 30-80 %, keep out of direct light.

Transport conditions

Storage conditions should be strictly followed. Transport in closed and reinforced boxes in order to avoid damages. The transport of this product does not represent a risk for health.

Shelf life

5 years

Packing

250 units per bag.

Packing information: product description, regulation, storage conditions, manufacturer information and data on label.

Labelling

On product's packing: product code and description, process for intended use, classification according to regulation, color change, presentation, batch number, manufacture and expiration date, bar code and datamatrix code.

Possible target markets

Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical Industries.

Other important information

Read product's instructions for use thoroughly before use.


Precautions

Do not store the product near sterilizing agents.

Do not expose this product to EO, Dry Heat or any sterilization processes other than Steam.

Do not reuse the sterilizer until the indicator has changed into the color indicated in the product.

Kimyasal İndikatör (yapışkanlı)
buhar sterilizasyon işlemlerinin izlenmesi için
Ürün kodu: AXCP350



Kullanım

Buhar sterilizasyon işlemlerinin kontrolü.
134°C 3,5 dakika // 121°C 15 dakika

Geçerli Yönetmelik

Kalite Yönetim Sistemleri standartları ISO altında tasarlanmıştır
13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.
ISO 11140-1:2014.

Özellikler

Type 5 İndikatör (ISO 11140-1'e göre).
İndikatör mürekkebi ile basılmış tek tarafı lamine şeritler.
İlk renk: pembe
Son renk: siyah
%100 Zehirli Ağır Metal içermez.

Üretim sırasındaki çevresel koşullar

S= 15-30 °C, BN = %30-80.

Depolama koşulları

S= 10-30 °C, BN= %30-80, direkt ışıktan uzak tutun.

Taşıma koşulları

Saklama koşullarına kesinlikle uyulmalıdır.
Hasarları önlemek için kapalı ve güçlendirilmiş kutularda taşıyın.
Bu ürünün nakliyesi sağlık için bir risk oluşturmaz.

Raf ömrü

5 yıl.

Paketleme

Paket başına 250 adet.

Ambalaj bilgileri: ürün açıklaması, kullanım talimatları, düzenleme, saklama koşulları, üretici bilgileri ve verileri etiket üzerindedir.

Etiketleme

Ürün ambalajında: ürün kodu ve açıklaması, kullanım amacı, yönetmeliğe göre sınıflandırma, renk değişimi, ürün tanıtımı, parti numarası, üretim ve son kullanma tarihi, barkod ve datamatrix kodu.

Olası hedef pazarlar

Sağlık, Gıda, İlaç ve Medikal Endüstrileri.

Diğer önemli bilgiler

Kullanmadan önce ürünün kullanım talimatlarını iyice okuyun.

Önlemler

Ürünü sterilizasyon maddelerinin yakınında saklamayın.

Bu ürünü Buhar dışında EO, Kuru Isı veya herhangi bir sterilizasyon işlemine maruz bırakmayın.

İndikatör üründe belirtilen renge dönüşene kadar sterilizatörü tekrar kullanmayın.