

Container Seal

*for monitoring steam sterilization processes***Product Code:** AXCP250**Usage**

For monitoring steam sterilization processes

Applicable RegulationDesigned under ISO Quality Management Standards
ISO 11140-1:2017**Characteristics**

It is used to security of containers to be sterilized. After equipments are prepared for the sterilization, container is locked and container seal is placed. The locked is only opened by crushing the AXCP250 container seal. In conclusion, it provides sterilization security and blocks intervention of unauthorized person.

Environmental conditions during manufacture

T= 15-30 °C, RH = 30-80 %.

Storage conditions

T= 10-30 °C, RH = 30-80 %, keep out of direct light.

Transport conditions

Storage conditions should be strictly followed.

Transport in closed and reinforced boxes in order to avoid damages. The transport of this product does not represent a risk for health.

Shelf life

5 years.

Packing

250 or 1000 units per bag.

Packaging

product description, instructions for use, regulation, storage conditions, manufacturer information and data on label.

Labelling

On product's packing: product code and description, process for intended use, classification according to regulation, color change, presentation, batch number, manufacture and expiration date, bar code and datamatrix code.

Possible target markets

Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical Industries.

Other important information

Read product's instructions for use thoroughly before use.

Precautions

Do not store the product near sterilizing agents.

Do not expose this product to EO, Dry Heat or any sterilization processes other than Steam.

Do not reuse the sterilizer until the indicator has changed into the color indicated in the product.

Konteyner Kilidi

*buhar sterilizasyon işlemlerinin izlenmesi için***Ürün Kodu:** AXCP250**Kullanım**

Buhar sterilizasyon işlemlerinin izlenmesi içindir

Uygulanan Yönetmelik

ISO Kalite Yönetim Standartları altında üretilmiştir.

ISO 11140-1:2017

Özellikler.

Steril edilecek konteynerların güvenliği için kullanılır. Malzemeler sterilizasyona hazırlandıktan sonra konteyner kilitlenir ve tek kullanımlık AXCP 250 kilidi üzerine yerleştirilir. Kilit yalnızca AXCP 250 konteyner kilidi kırılarak açılabilir. Böylece yükün sterilizasyon güvenliği sağlanmaktadır ve yetkili kişi dışında yüke müdahale edilmesi engellenir.

Üretim sırasındaki çevresel koşullar

S = 15-30 °C, BN = %30-80

Depolama Koşulları

S = 10-30 °C, BN = %30-80, direk ışıktan uzak tutunuz

Taşıma koşulları

Depolama koşullarına kesinlikle uyulmalıdır.

Güçlendirilmiş ve kapalı kutularda saklayınız. Bu ürünün nakliyesi sağlık için herhangi bir risk oluşturmaz.

Raf Ömrü

5 yıl

Paketleme

Paket başına 250 veya 1000 birim.

Paketleme bilgisi

Ürün tanımı, kullanım talimatı, yönetmelik, depolama koşulları, üretici bilgisi ve etiket üzerindeki veriler

Etiketleme

Ürün paketinde: ürün kodu ve tanımı, kullanım amacı, yönetmeliğe göre sınıflandırma, renk değişimi, ürün tanıtımı, üretici ve son kullanma tarihi bilgisi, barkod ve karekod

Hedef Pazarlar

Sağlık, Gıda, İlaç ve Gıda Endüstrileri

Diğer Önemli Bilgiler

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Uyarılar

Steril edici maddelerin yanında saklamayınız.

Ürünü buhar haricinde EO, Kuru Isı veya diğer sterilizasyon malzemelerine maruz bırakmayınız.

Ürün üzerindeki indikatör referans renge dönene kadar sterilizatörü tekrar kullanmayınız.